



General description :

La fusion alcaline rapide (en milieu NaOH) en creusets de Zr telle que publiée p.ex. par Sherrod Maxwell et al. est de plus en plus utilisée pour la dissolution complète et mise en solution de matrices sols, sédiments ou bétons.

Des creusets Zr de 250mL (incluant leur couvercle) sont maintenant disponibles sous la référence AC-01-CC250.

Matrices :

Echantillons solides issues de l'environnement et du démantèlement (sols, sédiments, brique,...)

Application:

Préparation des échantillons par dissolution complète pour la détermination des émetteurs alpha et beta dans les échantillons solides.